

Aplicação móvel OneTouch Reveal®

Dispositivos compatíveis e Requisitos do Sistema

Para usar a aplicação (APP) móvel OneTouch Reveal® necessita:

- Um medidor OneTouch® compatível com conexão Bluetooth®
- Um dispositivo móvel com sistema operativo compatível
- Download da app para o seu dispositivo móvel desde a App Store (SM) ou Google Play

Medidores compatíveis OneTouch®:

- OneTouch Verio Flex™
- OneTouch Select Plus Flex™

Dispositivos móveis compatíveis e sistemas operativos

A app móvel OneTouch Reveal® é compatível com:

- Apple iPhone®, iPad® ou iPod Touch®, versão iOS8 ou posterior
- Dispositivos Google Android™ com suporte BTLE (Bluetooth Low Energy) e versão Android 4.3, 4.4, 5.1 e 6.0

Para usar a função de partilha de dados (Partilha) com a app móvel OneTouch Reveal®, o seu dispositivo móvel necessitará de wifi ou conexão móvel para enviar SMS ou correios eletrónicos. Verifique o tarifário da sua operadora móvel para SMS ou uso de dados.

Apple, o logótipo Apple, iPhone, iPad e iPod são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos Estados Unidos e outros países. Apple Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Google, Google Play, Android e o logótipo Google são marcas registadas da Google Inc.

©LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2015 – CO/DMV/0715/0200